



藥劑簡訊

分機：2514、2517

Volume33 No.39.1 - 2021/10/7

藥劑部公告

☐ Vemlidy 仿單更新

- 1.適應症變更為：「治療成人慢性B型肝炎」，刪除三個字：代償性。
- 2.肝功能不全病人的劑量：「不須調整Vemlidy劑量」。
- 3.老年人之使用變更為：「老年受試者與18至小於65歲的受試者之間，並未發現任何安全性或療效方面的差異」。
- 4.新增：「針對患有慢性B型肝炎病毒感染症與腎功能不全之成人病人所進行的臨床試驗，整體而言第24週時有98%的受試者達到HBV DNA<20 IU/mL的效果、針對患有慢性B型肝炎病毒感染症與失代償肝功能不全之成人病人所進行的臨床試驗，第24週時全部31位受試者都達到HBV DNA<20 IU/mL的效果」，詳見[仿單](#)。

☐ Aleviatin inj. 仿單更新

- 1.適應症變更為：「大發作型癲癇之控制、預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作」。
- 2.用法用量變更為：「每次靜脈注射前，應先以生理食鹽水沖洗；給藥後再以同一注射針或導管注射無菌生理食鹽水，以避免溶液的鹼性對靜脈造成刺激。配置完成必須在1小時內輸注完成。應使用0.22-0.50μm的線內(in-line)過濾器。成人的靜脈輸注速度每分鐘不可超過50 mg，新生兒及孩童每分鐘不可超過1-3 mg/kg。治療連續癲癇狀態時不可使用肌肉注射，因為肌肉注射給藥需24小時才能達到最高血中濃度。神經外科手術：預防劑量為深部肌肉注射100至200 mg，於手術進行中及術後恢復期間每隔4小時注射一次。肌肉注射劑量需比口服劑量增加50%以維持血中濃度。膠囊及注射劑皆以鈉鹽配製而成，游離酸形式phenytoin用於錠劑及懸浮劑，藥品含量較鈉鹽形式增加8%」。
- 3.儲存條件改為：「30°C以下保存」。

☐ Methotrexate 50mg/2mL/vial仿單更新


警語新增：「僅應使用等張無防腐劑之methotrexate劑型鞘內注射」。

藥品異動

藥品變更

藥 品	異動前	異動後
料號：081051 學名：Antihemophilic F.VIII 主要成份及含量：500IU/vial		
異動原因	包裝變更	

藥 品	異動前	異動後
異動描述	Antihemophilic F.VIII inj 500IU/vial (Eloctate [®])藥品包裝樣式變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：610224 學名：Mycophenolate 主要成份及含量：180mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Mycophenolate EC 180mg/tab (Myfortic [®])藥品包裝外盒新增分包廠資訊，EXP/LOT位置變更，EXP格式變更，鋁箔EXP/LOT印刷由噴印改為鋼印。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：166554 學名：Ceftriaxone 主要成份及含量：1g/vial		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Ceftriaxone inj 1g/vial (Ceftriaxone Sandoz [®])商標及包裝印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：643229 學名：Nifedipine 主要成份及含量：30mg/tab		

藥 品	異動前	異動後
異動原因	包裝變更	
異動描述	Nifedipine [®] SR 30mg/tab藥品鋁箔PTP包裝尺寸變更，外盒及仿單印刷變更。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：300920 學名：Eplerenone 主要成份及含量：50mg/tab		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Eplerenone 50mg/tab (Inspra [®])藥商地址變更，外盒及鋁箔條碼變更，仿單內容更新。 舊品用罄後啟用新品。	
藥品圖檔		

藥 品	異動前	異動後
料號：201542 學名：Clobetasol Propionate 主要成份及含量：0.5mg/g 25ml/btl		
異動原因	包裝變更	
異動描述	Clobetasol Propionate solution 25ml/btl (Vimax [®] Foaming Solution)藥品外盒及仿單新增QR Code，提供正確操作方式影片連結供民眾觀看。 舊品用罄後啟用新品。	

藥品	異動前	異動後
藥品圖檔	 The image shows the product packaging for VIMAX Foaming Solution before a change. It includes two boxes and three spray bottles. The top box is labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'. The bottom box is labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'. The three spray bottles are labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'.	 The image shows the product packaging for VIMAX Foaming Solution after a change. It includes two boxes and three spray bottles. The top box is labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'. The bottom box is labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'. The three spray bottles are labeled 'VIMAX 可易適' and 'Foaming Solution'.